



# कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग का जानकारी पत्र मल का नमूना (सैम्पल) लेना

01

ट्यूब को सीधे पकड़ते हुए, ढक्कन जिसमें मल का नमूना लेने के लिए एक छोटी रॉड भी लगी हुई है को घुमाएं।




02

मल के ऊपर 3-5 जगहों पर नमूना लेने वाली रॉड को डालें। अगर रॉड पर बहुत ज्यादा मल गया है तो उस फ़ालतू मल को टॉयलेट पेपर के साथ निकाल दें।

03

ओके (ok) शब्द नमूना लेने की सही विधि को दर्शाता है।




04

मल का नमूना लेने के बाद, रॉड को वापिस ट्यूब में डालें, ढक्कन को लगाएं और फिर उसे ऊपर नीचे हिलाएं।

05

मल के कंटेनर को प्लास्टिक बैग में डाल कर स्टोरे कर दें तां जो उसे जमा करने वाले स्थान तक पहुंचाया जा सके।



06

मल के नमूने को उसी दिन जमा करवा दें जिस दिन उसे लिया गया या फिर उसे फ्रिज में (फ्रीजर में नहीं) ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों तक स्टोर कर दें।

