




01 بوتل کو سیدھا پکڑ کر ڈھکن کھولیں۔ ڈھکن کے ساتھ ایک چھڑی لگی ہوگی جس سے پاخانے کا نمونہ لینا ہے۔

02 چھڑی آہستہ سے اندر کریں 3 سے 5 جگہ سے پاخانے کا نمونہ لینا ہے۔ اگر چھڑی پر پاخانہ لگا ہے تو صاف کاغذ سے صاف کریں۔



03 تصویر میں بنے OK کے نشان سے وضاحت ہوگی کہ آپ نے نمونہ درست لیا ہے۔

04 پاخانے کا نمونہ لینے کے بعد چھڑی کو بوتل میں ڈال کر ڈھکن ٹھیک سے بند کریں اور بوتل کو ہلائیں۔



05 بوتل کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر لیبارٹری میں جمع کروائیں۔

06 پاخانے کے نمونے کو جس دن لیا ہے جمع کروایا جائے۔ پاخانے کے نمونے کو 3 دن سے زیادہ فریج (فریج میں نہیں) رکھ سکتے۔

