


Allegato 3: Iodoprofilassi

Allegato 3.1: fase di distribuzione dello KI



Allegato 3.2: 1) Scheda elettronica per somministrazione di Ioduro di Potassio; 2) Foglietto Illustrativo destinato alla popolazione; 3) Consenso Informato

N.B. I n. 3 documenti citati saranno definiti a seguito della pubblicazione degli indirizzi nazionali in fase di elaborazione da parte del gruppo tecnico nazionale appositamente individuato.

Allegato 3.3: Dosaggi.

SOLUZIONE DI LUGOL 5% (FORTE)		
1.	KI	10 grammi
2.	I_2	5 grammi
3.	H_2O	q.b. a 100 ml
Ordine di preparazione: 1 + 3 + 2		
SOLUZIONE DI LUGOL 2%		
1.	KI	4 grammi
2.	I_2	2 grammi
3.	H_2O	q.b. a 100 ml
Ordine di preparazione: 1 + 3 + 2		

TABELLA COMPARATIVA FRA COMPRESSE E GOCCE IN CONTENUTO DI I₂

SOLUZIONE DI LUGOL 5% (FORTE) SOLUZIONE DI LUGOL 2%

16 mg cp = 2,56 gocce

16 mg cp = 6,4 gocce

32 mg cp = 5,12 gocce

32 mg cp = 12,8 gocce

65 mg cp = 10,4 gocce

65 mg cp = 26 gocce

132 mg cp = 21,12 gocce

132 mg cp = 52,8 gocce

- I valori delle gocce possono essere arrotondati in eccesso
- le Soluzioni di Lugol hanno una validità di 30 giorni.
- I flaconi devono essere ambrati per permettere il riparo della luce e conservati a temperatura inferiore a 25°C.